



تشک طبی فنری خوابگاهی ایرامون فرم فلز ضمانت 2 سال

تومان 11,832,000 - تومان 5,916,000

بررسی اجمالی محصول

- تشک خوابگاهی
- سال ضمانت 2
- ضخامت 22 سانتیمتر
- فنر درشت با ضخامت مفتول ۲.۲
- فریم مفتول ۴
- M دارای تقویت فنر جانبی
- دارای نمد ترمو فلز در هر دو طرف
- دارای لایه فوم پلی اتیلن در هر دو طرف
- گرمی و لایه اسپان باند ضد ۱۵۰ پارچه ژاکارد لایه دوزی شده با لایه حساسیت
- دارای فوم تقویت کننده 4 گوشه
- دارای دریچه خروج هوا

مشاهده محصول

دسته بندی: تشک, خوابگاهی, کالای خواب

تغییرات

ابعاد تشک

هر pa_%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af_%d8%aa%d8%b4%da%a9

هر pa_%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af_%d8%aa%d8%b4%da%a9

هر pa_%d8%a7%d8%a8%d8%b9%d8%a7%d8%af_%d8%aa%d8%b4%da%a9

توضیحات محصول

نکات طلایی برای خرید تشک

یک تشک خوب باید تکیه‌گاه مناسبی برای بدن باشد، یعنی حالت ستون فقرات را در وضعیت ایستاده نگه دارد. با توجه به اینکه در هنگام خواب بیشترین وزن بدن روی شانه، کمر و باسن قرار دارد، تشک باید به گونه‌ای باشد که فرد به راحتی روی آن قرار گیرد.

از آنجایی که بدن با خواب خستگی‌های چندین ساعت کار و فعالیت‌های روزانه را رفع می‌کند.

اندازه تشک باید متناسب با جثه افراد باشد، هر فرد سالم در خواب 40 تا 60 مرتبه غلت می‌خورد، بنابراین استفاده از تشک کوچک، آرامش



و آزادی زمان خواب را می‌گیرد.

فتر تشک:

نوع فتربندی تشک و ضخامت آن در کیفیت تشک نقش دارند.

فترها باید به گونه‌ای باشد که اگر دو نفر باهم روی تشک باشند با تکان خوردن یکی، دیگری متوجه نشود؛

همچنین در طولانی مدت به دلیل اصطکاک سر و صدا ایجاد نکند. وزن و تراکم اسفنج در تشخیص نوع آن مورد توجه قرار می‌گیرد.

هر چه بخش اسفنجی متراکم تر باشد به سفت تر شدن و طبیی تر شدن آن کمک می‌کند.

برخی تشک ها دارای کاور محافظ برای جلوگیری از کثیف شدن رویه تشک هستند و در نتیجه عمر رویه تشک را طولانی می‌کنند.



: ویژگی تشک

- تشک خوابگاهی
- سال ضمانت 2
- ضخامت 22 سانتیمتر
- فتر درشت با ضخامت مفتول ۲.۲
- فریم مفتول ۴



- دارای تقویت فنر جانبی
- دارای نمد ترمو فلنت در هر دو طرف
- دارای لایه فوم پلی اتیلن در هر دو طرف
- گرمی و لایه اسپان باند ضد حساسیت ۱۵۰ pet پارچه ژاکارد لایه دوزی شده با لایه
 - دارای فوم تقویت کننده 4 گوشه
 - دارای دریچه خروج هوا

